



**CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA s.r.l.**  
Direttore Sanitario Dr. Francesco Magnani, Dottore di Ricerca in Radiometodiche

Risonanza Magnetica  
Tomografia Computerizzata  
Angio-TC multislice TC-3D  
Ecografia - Ecocolordoppler  
Radiologia  
Densitometria ossea  
Dentalscan

## Istruzioni operative per la visualizzazione di esami diagnostici registrati su CD

La funzione *Data Export*, utilizzata dal ns. sistema, consente di *esportare* esami diagnostici su computer che non supportano il formato DICOM, come ad esempio i comuni personal computer.

Per visualizzare sul proprio computer un esame diagnostico registrato su CD, è necessario:

- Inserire il CD nell'unità CD-ROM del sistema PC; la visualizzazione dell'esame viene avviata *automaticamente*.
- Dalla Home Page iniziale (*TDK CDRS Dashboard*) selezionare il programma di visualizzazione delle immagini contenuto nella barra laterale, effettuando un click sulla icona relativa (*eFilm viewer*); ciò avvia il *browser* di default del sistema, i cui comandi consentono di esaminare l'esame.
- Selezionare il nome del paziente ed effettuare un click sul tasto di visualizzazione delle immagini (*view*).



Ciò avvia la visualizzazione delle immagini dell'esame del paziente che potranno essere visualizzate singolarmente su più formati utilizzando la barra dello *scrolling* presente a lato di ogni immagine e potranno essere manipolate (ingrandite, contrastate, spostate, ecc.) attivando con un click le funzioni contenute sulla barra degli strumenti, tra cui:



lo *zooming* che consente di ingrandire le immagini:



Il *windowing* che consente di variare il contrasto e la luminosità delle immagini:



lo *scrolling* che consente di passare alle serie (Se) o alle immagini (Im) successive, attivabile anche dalla barra dei comandi generali *Toolbars* spuntando le selezioni *Minimal* o *Full*:



lo *screen layout* che consente di suddividere le varie serie di immagini sullo schermo:



Per una completa conoscenza dei comandi che consentono di visionare le immagini, nella barra laterale della Home Page sono allegati manuali d'uso contenenti spiegazioni circa le principali funzioni di utilizzo dei software suddetti (*eFilm user's manual*, *eFilm quick help*).